

## VISCO JET® - 80 мм

P/N: 509-16080-00



Универсальный для сред низкой и высокой вязкости

- Уменьшает длительность процесса за счет увеличения эффективности перемешивания
- Один перемешивающий элемент для всех задач перемешивания для сред от низкой вязкости до высокой
- Запатентованная технология VISCO JET® создает турбулентный поток по "принципу конуса", даже при низких скоростях вращения
- Используя VISCO JET® Вы сразу заметите перемешивающие потоки во всем объеме колбы даже для оседающих сред и гелей, которые не перемешиваются обычными перемешивающими элементами
- Данная технология позволяет проводить дегазацию гелей, предотвращая образование пены и насыщение смеси воздухом
- Вал мешалки входит в стандартную комплектацию.



## VISCO JET® - 80 мм - технические данные

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Размер лопасти                               | 80 мм                 |
| Материал                                     | нержавеющая сталь V4A |
| Длина  | 500 mm                |
| Диаметр вала                                 | 10 mm                 |
| Допустимый диаметр ёмкости для перемешивания | 115 - 200 мм          |
| Диапазон скорости вращения                   | 200 - 700 об/мин      |