

VISCO JET® CRACK - 80 MM

P/N: 509-17080-00



Универсальный для сред низкой и высокой вязкости

- Уменьшает длительность процесса за счет увеличения эффективности перемешивания
- Один перемешивающий элемент для всех задач перемешивания для сред от низкой вязкости до высокой
- Запатентованная технология VISCO JET® создает турбулентный поток по "принципу конуса", даже при низких скоростях вращения
- Используя VISCO JET® Вы сразу заметите перемешивающие потоки во всем объеме колбы даже для оседающих сред и гелей, которые не перемешиваются обычными перемешивающими элементами
- Данная технология позволяет проводить дегазацию гелей, предотвращая образование пены и насыщение смеси воздухом
- Вал мешалки входит в стандартную комплектацию.

VISCO JET® CRACK - 80 мм - технические данные

Размер лопасти	80 мм
Материал	нержавеющая сталь V4A
Длина	500 мм
Диаметр вала	10 мм
Допустимый диаметр ёмкости для перемешивания	115 - 200 мм
Диапазон скорости вращения	200 - 700 об/мин