

VISCO JET® CRACK - 120 мм

P/N: 509-17120-00



Универсальный для сред низкой и высокой вязкости

- Уменьшает длительность процесса за счет увеличения эффективности перемешивания
- Один перемешивающий элемент для всех задач перемешивания для сред от низкой вязкости до высокой
- Запатентованная технология VISCO JET® создает турбулентный поток по "принципу конуса", даже при низких скоростях вращения
- Используя VISCO JET® Вы сразу заметите перемешивающие потоки во всем объеме колбы даже для обособляющихся сред и гелей, которые не перемешиваются обычными перемешивающими элементами
- Данная технология позволяет проводить дегазацию гелей, предотвращая образование пены и насыщение смеси воздухом
- Вал мешалки входит в стандартную комплектацию.

VISCO JET® CRACK - 120 мм - технические данные

Размер лопасти	120 мм
Материал	нержавеющая сталь V4A
Длина	500 mm
Диаметр вала	10 mm
Допустимый диаметр ёмкости для перемешивания	170 - 300 мм
Диапазон скорости вращения	120 - 500 об/мин