

Rotovac 20

P/N: 591-07210-00



Включает в себя вторичный конденсатор и резервуар для забора воздуха

Эта вакуумная система может применяться во многих различных областях, чтобы откачивать, выпаривать и нагнетать газы и пары.

Благодаря конденсатору можно уловить почти 100% выбросов.

- отличная совместимость с химикатами и конденсатом
- Отличный предельный вакуум до 2мбар
- Очень тихая и очень слабая вибрация
- Очень высокая способность всасывания до 3.0 м3/ч

Rotavac 20 - технические данные

Вес	19,9 kg
Встроенный мембранный насос	Да
Максимальная производительность откачки	3 m ³ /h
Предельный вакуум	2 mbar
Возможность подключения конденсатора	Да
Потребляемая мощность	250 W
Габариты без конденсатора (Д/ Ш/ В)	350 x 275 x 495 мм