

Hei-VAC Vario Tec

P/N: 591-00171-00



For Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

- Recommended for solvents with low or medium boiling points

Condenser is not in scope of delivery.

Hei-VAC Vario Tec - Teknik veri

Ağırlık	4,3 kg
Diyagram pompa	2-aşama
Emme kapasitesi	1 m ³ /h
En üst düzey vakum	12 mbar
Kondenser ile birleştirilebilir	Evet
Güç girişi	160
Dimensions without condenser (w/d/h)	156 x 236 x 196 mm