


Promax 2020

P/N: 542-20020-00



往复式振荡器

- 振幅20mm，可轻松实现大体积样品振荡。
- 显示屏上显示转速，从20~400rpm连续可调。
- 模拟计时器可以无人看管下运行1到120分钟。当设置的时间结束后会有闹钟警示操作停止。
- Promax 2010最大承重能力10kg。
- 配件，附件和夹具种类多，可用来振荡分液漏斗。

Promax 2020 - 技术数据

过热保护	自动复位
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	16 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 20
定时器	是
转速范围	20 - 400 rpm
输入功率	115 W
尺寸 (w/d/h)	426 x 435 x 125 mm
最大负载	10 kg
操作模式	定时器或连续
转速设定	数字
轨道/幅度	20 mm
盘面大小	390 x 340 mm
标配配件	防滑橡胶垫
角度	-
运动方式	往复式