

Hei-Mix S

P/N: 503-02000-00



- 快速搅拌，搅拌速度最大可达2200 RPM
- 单位占地面积小节省空间126 × 80 × 140mm和个直径104mm的面板，高效混合样品量5L
- 白色面板用于滴定的理想选择
- 长期持久的聚酰胺机身和聚偏氟乙烯面板材料

Hei-Mix S - 技术数据

模拟/数字接口	-
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	1.1 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 21
马达	无刷电机
定时器	-
显示	-
转速范围	0 - 2,200 rpm
最大搅拌量 (H ₂ O)	5 l
尺寸 (w/d/h)	140 x 126 x 80 mm
速度精度	±5 %
加热功率	-
加热盘面温度	-
最高介质温度	°C
温度设定分辨率	-
外部温度传感器	-
温度控制精度 (搭配外置温度传感器)	-
传感器破损保护	-
温度控制	-
加热盘面温度控制精度	-
余热指示器	-
安全回路	-
最大负载	6 kg
消耗功率	7 W
盘面直径	104 mm
盘面材质	PVDF

操作模式	连续
平缓启动	1