

Titramax 100

P/N: 544-11200-00



紧凑型

- Titramax 100紧凑型设计不占据实验室空间，同时又可以承载高达2kg的重量，加载4个微孔板。
- Titramax 100具有安全，容易使用和经济实惠的众多优点。
- 1.5mm振荡轨道实现了轻缓的混匀效果，尤其适合小剂量样品
- 可以设置或连续调整面盘上的速冻旋钮，从150-1350rpm可调
- 数字计时器允许无人监管的情况下运行一起，时间设置从1-120分钟。设定时间过期后仪器会立即发出警鸣并停止运行。

Titramax 100 - 技术数据

过热保护	自动复位
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	5.5 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 30
定时器	是
转速范围	150 - 1,350 rpm
输入功率	31 W
尺寸 (w/d/h)	245 x 310 x 125 mm
最大负载	2 kg
操作模式	定时器或连续
转速设定	电子控制
轨道/幅度	1.5 mm
盘面大小	220 x 220 mm
标配配件	盘面空间可放置4个微孔板
角度	-
运动方式	振动