

Reax 20 - 适用于4个瓶子 (1-16 rpm)

P/N: 541-20004-00



翻转式振荡器用于4个瓶子 / 1-16 rpm

- 速度范围在1 至 16 rpm之间连续可调 - 这是废水分析的理想选择
- 方便快捷固定瓶子
- 高度在160 - 270 mm之间，最大直径为136 mm的器皿有可选配件固定

Reax 20 - 适用于4个瓶子 (1-16 rpm) - 技术数据

过热保护	自动复位
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	23 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 21
定时器	-
转速范围	1 - 16 rpm
输入功率	280 W
尺寸 (w/d/h)	490 x 520 x 465 mm
最大负载	30 kg
操作模式	-
转速设定	电子控制
轨道/幅度	-
盘面大小	-
标配配件	柔性盖 用于上盖直径77mm
角度	-
运动方式	翻转式