

Reax 20 - 适用于8个瓶子 (1-16 rpm)

P/N: 541-20008-00



翻转式振荡器用于8个瓶子 / 1 - 16 rpm

- 速度范围在1 至 16 rpm之间连续可调 - 废水分析的理想选择
- 方便快捷固定瓶子
- 高度在160 - 270 mm之间，最大直径为136 mm的器皿有可选配件固定

Reax 20 - 适用于8个瓶子 (1-16 rpm) - 技术数据

过热保护	self-resetting
允许的环境条件	5 - 31 °C at 80 % rel. humidity 32 - 40 °C decreasing linearly up to max. 50 % rel. humidity
重量	28 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 21
定时器	-
转速范围	1 - 16 rpm
输入功率	280 W
尺寸 (w/d/h)	770 x 520 x 465 mm
最大负载	30 kg
操作模式	-
转速设定	electronic control
轨道/幅度	-
盘面大小	-
标配配件	Tension plate for cap dia. up to 77 mm
角度	-
运动方式	overhead