


PR 32涡轮式浆叶搅拌桨

P/N: 509-32000-00



涡轮式浆叶搅拌桨

- 建议用于中等速度或高速搅拌
- 适用于中等粘度或高粘度物料的搅拌
- 推荐用于液体中的均质化或悬浮液处理
- 该类型搅拌桨可产生轴向流动

PR 32涡轮式桨叶搅拌浆 - 技术数据

桨叶尺寸	45mm
材质	V4A不锈钢
长度	400 mm
轴杆直径	8 mm
最大转速	2,000 rpm