

**VISCO JET® - 60 mm**

P/N: 509-16060-00





无论是稀薄或者浓稠的样品，VISCO JET® 搅拌桨均适用

- 缩短样品处理时间：显著缩短搅拌时间且提供最好的混匀效果
- 可适用于所有的搅拌任务：无论是低粘度或者高粘度的介质
- VISCO JET® 搅拌桨即使在低转速的情况下，也可产生湍流，达到良好的混匀效果
- 对于普通搅拌桨无法处理的高粘度介质和凝胶，VISCO JET® 搅拌桨均可达到良好的混匀效果，可在烧杯内直接观察样品/介质流动混匀的过程
- VISCO JET® 搅拌桨在搅拌过程中不会引入空气和泡沫，可用于凝胶的脱气处理

## VISCO JET® - 60 mm - 技术数据

桨叶尺寸	60 mm
材质	V4A不锈钢
长度	500 mm
轴杆直径	10 mm
用于容器直径	80 - 150 mm
转速范围	200 - 800 rpm