

VISCO JET® - 80 mm (POM)

P/N: 509-16081-00



无论是稀薄或者浓稠的样品，VISCO JET® 搅拌桨均适用

- 缩短样品处理时间：显著缩短搅拌时间且提供最好的混匀效果
- 可适用于所有的搅拌任务：无论是低粘度或者高粘度的介质
- VISCO JET® 搅拌桨即使在低转速的情况下，也可产生湍流，达到良好的混匀效果
- 对于普通搅拌桨无法处理的高粘度介质和凝胶，VISCO JET® 搅拌桨均可达到良好的混匀效果，可在烧杯内直接观察样品/介质流动混匀的过程
- VISCO JET® 搅拌桨在搅拌过程中不会引入空气和泡沫，可用于凝胶的脱气处理

VISCO JET® - 80 mm (POM) - 技术数据

桨叶尺寸	80 mm
材质	搅拌桨：塑料 (POM) ， 桨毂：黄铜， 桨杆：聚酰胺涂层
长度	500 mm
轴杆直径	10 mm
用于容器直径	115 - 200 mm
转速范围	200 - 700 rpm