

Hei-VAP Industrial 玻璃组件 KC

P/N: 518-19102-00



- 参考图片
- 出色的安全性 -
蒸发瓶和接收瓶都在透明PMMA防护罩内，有效提高安全性，避免意外伤害
- 防雾PMMA安全玻璃及金属防护结构为用户提供出色安全保证
- 水浴锅和蒸发瓶照明系统为您提供可视化控制
- 水/油两用加热锅可用水或浴液，最高加热温度可达 180 °C
- 接收装置和额外的PMMA门可防止玻璃件破损带来的意外伤害
- 标配集成补液系统，溢流口及底部放液阀
- 可选带移动底座，它还可以作为小储物区存放真空泵、玻璃件、有机溶剂和附件
- GMP认证款可以提供：安装认证 (IQ)和运行认证(OQ)
- 带有背光的大型触摸屏控制面板，可显示所有工艺参数，可设定梯度程序

Hei-VAP Industrial 玻璃组件 K - 用于低沸点溶剂的冷凝阱; 用干冰制冷
包括一个20升蒸发瓶和2个10升接收瓶

Hei-VAP Industrial - 技术数据

| | |
|--------------------------------------|---|
| 显示屏 | 数字 |
| 允许的环境条件 | 5 – 31 °C , 相对湿度80% ; 32 – 40 °C线性降低 , 最高50 %相对湿度 |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 20 |
| 升降 | 电动升降 |
| 高度调节速度 | 45 mm/s |
| 高度调整 | 180 mm |
| 马达 | EC电机 |
| 加热功率 | 4,000 W |
| 加热锅温度范围 | 20 – 180 °C |
| 加热锅温度设定 | 数字 |
| 加热锅材质 | V4A不锈钢 |
| 加热锅直径 | 400 mm |
| 加热锅体积 | 18升 (水) / 14升 (油) |
| 显示蒸汽温度 | 是 |
| 显示蒸汽温度所需的配件 | 温度传感器 |
| 集成真空控制器 | 是 |
| 定时器 | 是 |
| 真空程序SETpressure | 是 |
| 真空程序AUTOaccurate , 需要AUTOaccurate 探针 | 是 |
| 程序编辑 | 是 |
| 电源 | 4,600 W |
| 不含玻璃组件的重量 | 约120公斤 |
| 显示 | 7“触摸屏 |
| 转速范围 | 6 – 160 rpm |
| 加热锅温度精度 | ±1 °C |

| | |
|-------------|-------------------------|
| 过热切断保护 | 是 |
| 加热浴液液位控制 | 微处理器 |
| 水浴锅液位控制 | 由液位传感器和填充系统自动控制 |
| 蒸汽温度传感器显示范围 | 0 - 200 °C (精度0.1 °C) |
| 尺寸 (w/d/h) | 970 x 690 x 1600 mm |
| 最大冷凝面积 | 1.2 m ² |