

Hei-VAP Core - 3000

| | |
|-------------------|---|
| 显示屏 | 3.5"LCD触摸屏 |
| 湿度控制范围 | 5-31%RH (精度±0.5%) 32-40%RH (精度±0.5%) |
| 符合标准 DIN EN 60529 | IP 20 |
| 风速 | 0-25 mm/s |
| 风速控制范围 | 25 mm / s |
| 风速精度 | ±1.5 mm/s |
| 风速范围 | 0-25 mm/s |
| 功率 | 1,300 W |
| 温度控制范围 | 20 – 210 °C |
| 温度精度 | ±1K |
| 温度传感器 | PT 1000 (铂电阻) 精度±0.5% (在25°C) |
| 显示屏 | 3.5"LCD触摸屏 |
| 控制方式 | 触摸/旋钮 |
| 最高温度 | 250 °C |
| 材料 | AISI 316L (不锈钢) |
| 高度 | 255 mm |
| 容量 | 4.5 l |
| 重量 | - |
| 净重 | - |
| 毛重 | - |
| 功率 | 1,400 W |
| 重量 | 15 kg |
| 尺寸 G3 (w/d/h) | 739 x 432 x 845 mm |
| 尺寸 G3 XL (w/d/h) | 739 x 432 x 920 mm |

Premium Laboratory Equipment

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 表面积 | 1,400 cm ² |
| XL 表面积 | 2,200 cm ² |
| 容量 | 5 l |
| 转速 | 10 - 280 rpm |
| Hei-CHILL 冷却系统 | - |
| Dynamic AUTOaccurate 系统 | - |
| Solvent library | - |